

央视专访企业

CCTV Exclusive Interview with a Company

国家人类基因组北方研究中心
创新诊疗研究院试剂研发与创新平台


磷酸盐缓冲盐溶液 Cytosci® Phosphate Buffered Solution

一种全新细胞培养缓冲液提供更稳定、安全的培养环境

Cytosci®可提供多种不同pH、浓度、状态的磷酸盐缓冲盐溶液系列产品,可满足不同细胞的培养需求。

全新的高精度生产工艺及独立研发配方可有效控制产品渗透压、pH、缓冲曲线及内毒素等参数,有效改善因不稳定因素在长期细胞培养过程中对细胞的刺激积累造成的种系突变等问题。

- 内毒素 : <0.1EU/ml
- 除菌工艺 : C级GMP生产,0.22 μ m过滤除菌。
- 无菌控制 : 对每瓶产品进行无菌质控将污染风险降至零
- 渗透压 : 1x浓度稳定于 280-320mOsm/kg。
- 实验应用 : Cell Culture, IHC, IF, ICC, Dialysis, Protein Extraction等
- 缓冲能力 : 25°C-37°C, pH下降不超过 0.02



※磷酸盐缓冲盐溶液系列产品选择指南

货号	pH	规格	状态	浓度	钙离子	镁离子	DEPC处理
CBS019S-BR500	pH5.0	500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS020S-BR500	pH6.0	500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS042S-BR500	pH6.7-6.9	500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS040S-BR500	pH6.9-7.1	500ml	溶液	10X	无	无	否
CBS041S-BR500		500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS023S-BR500	pH7.0-7.2	500ml	溶液	10X	无	无	否
CBS024S-BR250		250ml	溶液	1X	无	无	否
CBS024S-BR500		500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS025N-BR1		1L	粉剂	10X	无	无	否
CBS026N-BR2		2L	粉剂	1X	无	无	否
CBS027N-BR100		100mlx100片	压片	1X	无	无	否
CBS031S-BR500		500ml	溶液	10X	有	有	否
CBS032S-BR500		500ml	溶液	1X	有	有	否
CBS015S-BR500	pH7.1-7.3	500ml	溶液	10X	无	无	否
CBS016S-BR500		500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS017N-BR1		1L	粉剂	10X	无	无	否
CBS018N-BR2		2L	粉剂	1X	无	无	否
CBS028N-BR100		100mlx100片	压片	1X	无	无	否
CBS033S-BR500		500ml	溶液	10X	有	有	否
CBS034S-BR500		500ml	溶液	1X	有	有	否
CBS001N-BR1	pH7.2-7.4	1L	粉剂	10X	无	无	否
CBS002N-BR2		2L	粉剂	1X	无	无	否
CBS049N-BR5		5L	粉剂	1X	无	无	否
CBS003S-BR500		500ml	溶液	10X	无	无	否
CBS004S-BR500		500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS029N-BR100		100mlx100片	压片	1X	无	无	否
CBS055N-BR500		500ml	溶液	2X	无	无	否
CBS057S-BR500		500ml	溶液	20X	无	无	否
CBS059S-BR500		500ml	溶液	1X	无	无	是
CBS005S-BR500		500ml	溶液	10X	有	有	否
CBS006S-BR500		500ml	溶液	1X	有	有	否
CBS011S-BR500	pH7.3-7.5	500ml	溶液	10X	无	无	否
CBS012S-BR500		500ml	溶液	1X	无	无	否
CBS013N-BR1		1L	粉剂	10X	无	无	否
CBS014N-BR2		2L	粉剂	1X	无	无	否
CBS014N-BR5		5L	粉剂	1X	无	无	否
CBS030N-BR100		100mlx100片	压片	1X	无	无	否
CBS035S-BR500		500ml	溶液	10X	有	有	否
CBS036S-BR500		500ml	溶液	1X	有	有	否
CBS037S-BR500	pH7.4-7.6	500ml	溶液	20X	无	无	否
CBS021S-BR500	pH8.0	500ml	溶液	1X	无	无	否



☎400-036-9009



北京希诺因子科技有限公司
Beijing Sino Factor Technology Co., Ltd.



北京市大兴区好景象园区103室
Room 103, Haojingxiang Park, Daxing District, Beijing